

## Massaggiatore muscolare wireless con app



### Riferimento

Codice 51138A

-  
-

### Opzioni

### Descrizione

**Massaggiatore muscolare wireless** “powered by your phone” composto da **due unità (Main e Sub)** che si separano per l’uso e si collegano magneticamente per **spegnimento, ricarica e conservazione**; ogni unità si applica su un **gel pad adesivo** da posizionare sull’area desiderata.

Si controlla tramite l’app “**Relax Place**” (Google Play e App Store) con pairing selezionando il tipo dispositivo “**M2**”: dall’app scegli scenari “Relax”, modalità, avvio/pausa e **regoli l’intensità** con i tasti “+ / -”, con possibilità di **riprodurre musica** durante la sessione; per una connessione stabile è indicato restare entro **10 metri** senza muri o grandi barriere metalliche.

I gel pad possono essere **puliti con una piccola quantità di acqua purificata** per mantenere l’adesione e, quando questa diminuisce, vanno **sostituiti** (tipicamente dopo circa **50 utilizzi**).

Il corpo è in **ABS e PC**, dimensioni **56x56x22 mm**, peso **46 g**, connessione **Bluetooth 4.0 o superiore**, batteria **3,7 V 180 mAh** con durata dichiarata di **4 ore**; ricarica tramite **Micro-USB** con alimentazione **DC 5V/1A** e **tempo di ricarica completa ~2 ore**, temperatura di esercizio **10–45 °C**, con **indicatori** (blu durante l’uso e rosso in carica).

In confezione sono inclusi **unità principale e secondaria, custodia, cavo USB di ricarica, 4 gel pad adesivi e supporto** per conservare i gel pad; **l’alimentatore non è incluso** (consigliati adattatore smartphone o porta USB del computer).

**Garanzia limitata gratuita 1 anno** per problemi hardware/software come da manuale; **non usare** in presenza di **pacemaker/defibrillatore, gravi patologie cardiache, gravidanza** o sotto i **12 anni**.

Compatibile con modelli **iOS 7.0 e superiori** e **Android 4.3 e superiori** dotati di **Bluetooth 4.0 o superiore**

Per ulteriori informazioni consultare i documenti allegati.

